

Cellulose Triacetate Hollow Fiber Dialyzer -High Flux-



NIPRO
Live Longer. Live Better.



Not made
with
BPA

Not made
with
DEHP

Not made
with
PVP

特色：

- ▲ 合成膜製程生物相容性佳
- ▲ Potting特殊鏡面處理，血液不易凝結
- ▲ 有效移除低分子量蛋白
- ▲ 磷清除率高能有效減少搔癢症狀
- ▲ r-ray消毒，安全性佳



SUREFLUX™-UX

**Excellent biocompatibility & higher removal performance
for low molecular weight protein**

- SUREFLUX™-11UX
- SUREFLUX™-13UX
- SUREFLUX™-15UX
- SUREFLUX™-17UX
- SUREFLUX™-19UX
- SUREFLUX™-21UX
- SUREFLUX™-25UX

SUREFLUX™-UX

PERFORMANCE

[衛部醫器輸字第031932號]

Clearance(mL/min)	Qb(mL/min)	11UX	13UX	15UX	17UX	19UX	21UX	25UX
Urea	200	193	195	197	198	199	199	200
	300	255	264	270	277	281	285	289
	400	297	312	325	334	342	350	360
Creatinine	200	182	187	191	193	195	197	198
	300	230	243	252	259	266	272	277
	400	267	287	297	309	319	328	339
Phosphate	200	177	181	185	189	191	194	197
	300	222	231	240	247	253	260	268
	400	247	260	274	283	294	302	312
Vitamin B12	200	127	138	146	155	161	167	173
	300	149	165	177	188	198	208	220
	400	161	181	193	208	216	231	247
KUF (mL/hr/mmHg)		33	39	44	50	56	62	74

SPECIFICATION

		11UX	13UX	15UX	17UX	19UX	21UX	25UX
Effective Surface Area (m ²)		1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.5
Priming Volume (mL)		64	76	85	97	109	119	141
Effective Length (mm)		205	216	227	236	245	254	280
Inner Diameter (μm)		200	200	200	200	200	200	200
Membrane Thickness (μm)		15	15	15	15	15	15	15
Maximum TMP (mmHg)		500	500	500	500	500	500	500
Pressure Drops	Qb/Qd (mL/min)	200/500	200/500	200/500	200/500	200/500	200/500	200/500
	Blood/Dialysate (mmHg)	55/9	50/10	47/10	45/11	43/10	41/10	40/6
Materials	Membrane	CTA(Cellulose Triacetate)						
	Housing	Polypropylene						
	Potting compound	Polyurethane						
Sterilization Method		Gamma Ray						
Package		24 pcs/box						

In-Vitro Test Conditions

Clearance: Qd 500mL/min, Qf 10mL/min

KUF: Bovine Blood(Htc 32±2%, Protein 60g/L, 37°C), Qb 300mL/min



Manufacturer site and address:

Nipro Corporation Odate Factory
8-7 Hanukiyachi, Niida, Odate-Shi,
Akita 018-5794, Japan

華江醫療儀器股份有限公司 Hua Chiang Medical Co., Ltd.

[台北公司]

台北市羅斯福路三段245號4樓之2
電話：(02)2362-0396
傳真：(02)2362-0398
Email: taipei@huachiang.com

[台中公司]

台中市東區一心街251號
電話：(04)2213-8309
傳真：(04)2213-2432
Email: taichung@huachiang.com

[台南公司]

台南市南區新孝路197號
電話：(06)264-7878
傳真：(06)263-6966
Email: tainan@huachiang.com