

NIPRO

Nipro Disposable Syringe without needle

Injection System

1cc
1cc Insulin
3cc Tuberculin
5cc
10cc
20cc
30cc
50cc



Safety and accuracy is the concept of NIPRO syringe

Nipro Disposable Syringe without needle

• FEATURES

產品特點

- 塑膠注射筒及推桿使用聚丙稀(P.P.)製造，材料安全，美觀透明。
- 推桿停止閥可防止推桿意外掉落的危險。
- 大的手指握柄和拇指接觸區，可使安全緊握，減少在不平衡表面滾動的機會。



• SPECIFICATION

Luer Slip					
1ML	3ML	5ML	10ML	20ML	50ML
Luer Lock					
3ML	5ML	10ML	20ML	30ML	50ML
Catheter					
	30ML	50ML			

NIPRO

Manufacturer site and address:

PT. Nipro Indonesia Jaya
Kawasan Industri Suryacipta, Jl. Surya Utama Kav I
22B, 23 & 24, Desa Kutamekar, Kec. Ciampel,
Karawang, Jawa Barat, Indonesia

華江醫療儀器股份有限公司 Hua Chiang Medical Co., Ltd.

[台北公司]

地址:台北市羅斯福路三段245號4樓之2
電話:(02)2362-0396~7
傳真:(02)2362-0398
E-mail:taipei@huachiang.com

[台南公司]

地址:台南市新孝路197號
電話:(06)264-7878~0
傳真:(06)263-6966
E-mail:tainan@huachiang.com