

“日硝尼普洛”內瘻管翼狀針

“Nissho Nipro” Disposable Arterial Venous Fistula Set

許可字號：衛署醫器輸字第 006566 號

特點：

1. 超薄壁的針頭，因此可獲得足夠的血流量。
2. 新發展砒處理技術而獲得較高品質的針管。
3. 附有小夾子能容易和迅速操作。
4. 螺旋接頭使容易和血液迴路管連接。
5. Back eye 形狀設計能增加血流量。
6. 防漏設計避免肝炎感染。
7. 預防感染和傳染之設計。
8. 針翼有顏色區別針之大小。

規格：

 14G、15G、16G、17G

製造廠：日硝尼普洛股份有限公司（泰國）

藥商：華江醫療儀器股份有限公司

地址：台南市尊南街 193 號